



201819002836



2021(粤)质监认字167号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

产品名称: 座便椅  
型号规格: GD-3007  
委托单位: 新会区司前镇居德家居制品厂  
生产单位: 新会区司前镇居德家居制品厂  
检验类别: 委托检验  
签发日期: 2021年12月30日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

检验专用章



扫码辨真伪

## 佛山市质量计量监督检测中心

## 检 验 报 告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 6 页 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	座便椅 GD-3007 ----- 合格品	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	新会区司前镇居德家居制品厂	检验类别	委托检验
委托单位地址	江门市新会区司前镇兴篁村企岭、黑山 (土名)	样品数量/ 来样方式	3套/送样
生产单位 (委托方提供)	新会区司前镇居德家居制品厂	接样日期	2021年12月16日
生产单位地址 (委托方提供)	江门市新会区司前镇兴篁村企岭、黑山 (土名)	接样人	潘忆
样品特征及状态	完好	检验日期	2021年12月16日至 2021年12月30日
检验依据	GB/T 24434-2009 《座便椅(凳)》		
检 验 结 论	<p>经检验, 所检验项目符合GB/T 24434-2009 《座便椅(凳)》标准的要求。</p> <p style="text-align: center;">             二〇二一年十二月三十日  <b>检验专用章</b> </p> <p>复印报告未重盖红色“检验专用章”无效</p>		
备 注	本报告仅对来样负责, 委托方应对所提供的信息真实性负责, 本中心不负责其真实性, 不承担由此引起的法律责任。		

批准: 任湘 任湘

审核: 陈素美

主检: 陈子良

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

No: C21-WT5734

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 6 页 第 3 页

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	外观要求		使用者可触及表面均不应有外露的锐边和突起	符合	合格
			涂漆和喷塑件表面应光滑平整, 色泽均匀, 不允许有露底、起泡、流挂、剥落、损伤等缺陷	符合	合格
			焊接件表面应光滑平整, 无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷	符合	合格
			注塑件表面应平滑、无缺损, 色泽均匀	符合	合格
			座便椅所有软包装部分应质地柔软, 富有弹性, 裁剪整齐, 缝制坚固、耐用	----	----
2	装配要求	----	座便椅各零部件应装配齐全、牢固	符合	合格
			座便椅各椅腿应安装防滑垫, 防滑垫与腿连接应紧密, 保证座便椅摆放平稳	符合	合格
			脚轮应转动灵活, 脚轮制动装置应有效可靠	----	----
			活动扶手在活动范围内应运转灵活, 使用位置应定位可靠、稳固, 拆卸和安装应方便	----	----
			折叠部件应折叠方便, 不应发生卡滞现象	符合	合格
3	静载试验		座便椅按6.3.1静载试验后, 不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形	符合	合格
			座便椅扶手按6.3.2静载试验后, 应保持完好, 不应发生断裂和倾斜	----	----
			搁脚板按6.3.3静载试验后, 不应发生断裂或永久性变形	----	----
			便盆按6.3.4静载试验后, 不应发生脱落或永久性变形	----	----

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

No: C21-WT5734

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 6 页 第 4 页

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
4	耐冲击试验	----	座便椅按6.5冲击试验后, 不应发生变形、脱焊、断裂和损坏等异常现象	符合	合格
5	前向稳定性	(°)	座便椅按6.4稳定性试验时, 其前向倾翻稳定角不应小于10°	10° 无倾翻	合格
6	后向稳定性		座便椅按6.4稳定性试验时, 其后向倾翻稳定角不应小于10°	10° 无倾翻	
7	侧向稳定性		座便椅按6.4稳定性试验时, 其侧向倾翻稳定角不应小于10°	左: 10° 无倾翻 右: 10° 无倾翻	
8	容量要求	----	座便椅按使用方式平置时, 便盆最小容积应≥2500mL, 座便椅任意方向水平倾斜20° 时, 便盆最小容积应≥1000 mL	----	----
9	便盆要求 温度变化要求	%	座便椅便盆在0℃环境下放置10min, 然后放在室温下10min, 循环5次后, 尺寸变化应≤5%	----	----
			将座便椅便盆放入100℃±2℃的水中保持60s, 然后放入15℃~25℃的水中保持60s, 循环10次后, 尺寸变化应≤5%	----	----
10	标志	----	每个座便椅都应有铭牌, 其上附有下列内容: a) 制造厂名称; b) 产品名称和型号; c) 商标; d) 出厂日期; e) 外型尺寸及承重	----	----

注: 检测结果为“----”时表示该检验项目不适用。

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告 ( 附 页 )

No: C21-WT5734

表号: QR-CX049-03/Ed.11.0

共 6 页 第 5 页

样  
品  
照  
片



(以下无正文)

## 声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

### 狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C): 528225  
业务电话(Tel): 0757-88735333/88735222 传真(Fax): 0757-88735555

### 澜石分地点

地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号  
邮编(P.C): 528000 业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

### 季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号  
邮编(P.C): 528061 业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

### 里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室  
邮编(P.C): 528244

### 三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P.C): 528100

中心网址(Web): [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com) 业务电邮(E-mail): [fszjywb@163.com](mailto:fszjywb@163.com)  
投诉电话(Tel): 0757-88735110 监察举报电话(Tel): 0757-88735122

