



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL5820

报告编号: RTS240326G2381HL

Report No.

报告总页数: 4 页

Total page

检 验 报 告

Test Report



样品名称: 奶油胶

Sample name:

送检企业: 浙江小麦文化用品有限公司

Applicant:

检验类别: 委托检验

Test category:

浙江瑞易检测技术有限公司

RTS TEST CO., LTD. (Zhejiang)



检测报告

报告编号：RTS240326G2381HL

报告日期：2024-03-27

客户名称：浙江小麦文化用品有限公司。
地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区达摩路68号。
样品名称：DIY 咕卡仿真奶油胶扭扭棒 108 件套装-团团/DIY 小公主仿真奶油胶套装-团团/DIY 奶油胶发夹套装-莽莽/DIY 萌萌仿真奶油胶发夹套装-闺蜜棉花糖。
款号：XM-DIYGK8726/XM-DIY8629/XM-DIY8621/XM-DIY8631

以上测试信息由申请人提供。

接收日期：2024 年 03 月 26 日。
检测日期：2024 年 03 月 26 日~2024 年 03 月 27 日。
检测要求：根据客户要求，检测样品的特定元素的迁移的含量。
判定依据：中华人民共和国国家标准《玩具安全》系列国家标准 GB6675-2014。
检测方法：请参阅下页。
检测结果：请参阅下页。



扫一扫关注我们



扫一扫查真伪



检测报告

报告编号：RTS240326G2381HL

报告日期：2024-03-27

1. 检测结果：

A. GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移：(单位 mg/kg)

检测项目	单位	方法检测限	检测结果 No.1	法规限值
可迁移砷 (As)	mg/kg	2.5	N.D.	25
可迁移铬 (Cr)	mg/kg	5	N.D.	60
可迁移钡 (Ba)	mg/kg	10	N.D.	1000
可迁移硒 (Se)	mg/kg	10	N.D.	500
可迁移锑 (Sb)	mg/kg	5	N.D.	60
可迁移镉 (Cd)	mg/kg	5	N.D.	75
可迁移汞 (Hg)	mg/kg	6	N.D.	60
可迁移铅 (Pb)	mg/kg	5	N.D.	90
结 论			合格	--

说 明：1) N.D. = 未检出，小于方法检测限；
2) "--" = 未明确规定；
3) ▲ = 为样品混合检测，混合检测的数据不代表某一部件的结果数据。

备 注：报告中提及的限值引自国家玩具标准 GB 6675.4-2014《国家玩具安全技术规范》章节 4.1.

方法：参照 GB 6675.4-2014 的检测方法，采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。



2102

报告编号：RTS240326G2381HL

报告日期：2024-03-27

2.样品检测部位描述:

No.1: 黄色奶油胶

样品图片:



----- 报 告 结 束 -----

报告编号：RTS240326G2381HL

报告日期：2024-03-27

客户展示图片：



备注：以上内容由申请者提供，非测试试样。申请者应对其真实性负责，本机构不做真实性审核

