




220020349469



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0616

检验检测报告

Test Report

YGJXS240361

产品名称

Product Name

纳美（龈润珍）牙膏套装

规格型号

Specifications

(160g+120g+145g) / 套

委托单位

Client

杭州纳美智康科技有限公司

检验检测类别

Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

国家洗漱用品质量检验检测中心

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries



扬州市检验检测中心 国家洗漱用品质量检验检测中心 检验检测报告

YGJXS240361

共 5 页 第 1 页

产品名称		纳美（龈润珍白）牙膏套装		规格型号	(160g+120g+145g) / 套
生产日期\生产批号		—\—		产品标注商标	纳美
委托单位	名称	杭州纳美智康科技有限公司		邮政编码	310000
	地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街118号		联系电话	18857863701
生产单位		杭州纳美智康科技有限公司		样品等级	—
样品数量		6套		送样日期	2024-01-22
检验检测类别		委托检验		检验检测地点	国家洗漱中心
样品状态		符合检验要求	检验检测日期	2024-01-24	2024-01-31
检验检测依据		GB/T 8372-2017《牙膏》			
判定依据		GB/T 8372-2017《牙膏》；QB/T 2966-2014《功效型牙膏》			
检验检测结论		<p>样品经检验，所检项目符合GB/T 8372-2017《牙膏》、QB/T 2966-2014《功效型牙膏》要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2024年02月05日</p>			
备注		<p>生产日期及生产批号：纳美牙膏（源生固齿）：160g，2024.01.11，20270110NC；纳美牙膏（护齿健龈）：120g，2024.01.12，20270111NC；极简生活茶清牙膏：145g，2024.01.11，20270110NC（以上信息由委托方提供）</p>			



批准：张鹏

张鹏

审核：

张鹏

主检：

杨振

检验检测结果

YGJXS240361

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	单件净含量	源生固齿	%	允许短缺量4.5	+0.5	合格
		护齿健龈			+0.4	合格
		极简生活茶清			+0.5	合格
2	膏体	源生固齿	——	均匀、无异物	均匀、无异物	合格
		护齿健龈			均匀、无异物	合格
		极简生活茶清			均匀、无异物	合格
3	pH值	源生固齿	——	5.5~10.5	7.84	合格
		护齿健龈			7.65	合格
		极简生活茶清			7.29	合格
4	稳定性	源生固齿	——	膏体不溢出管口，不分离出液体，香味色泽正常	膏体不溢出管口，不分离出液体，香味色泽正常	合格
		护齿健龈			膏体不溢出管口，不分离出液体，香味色泽正常	合格
		极简生活茶清			膏体不溢出管口，不分离出液体，香味色泽正常	合格
5	过硬颗粒	源生固齿	——	玻片无划痕	玻片无划痕	合格
		护齿健龈			玻片无划痕	合格
		极简生活茶清			玻片无划痕	合格
6	铅(Pb)含量	源生固齿	mg/kg	≤10	未检出(检测限: 0.15mg/kg)	合格
		护齿健龈			未检出(检测限: 0.15mg/kg)	合格



检验检测结果

YGJXS240361

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	铅 (Pb) 含量	极简生活茶清	mg/kg	≤10	未检出 (检测限: 0.15mg/kg)	合格
7	砷 (As) 含量	源生固齿	mg/kg	≤2	<2	合格
		护齿健龈			<2	合格
		极简生活茶清			<2	合格
8	菌落总数	源生固齿	CFU/g	≤500	<10	合格
		护齿健龈			<10	合格
		极简生活茶清			<10	合格
9	霉菌与酵母菌总数	源生固齿	CFU/g	≤100	<10	合格
		护齿健龈			<10	合格
		极简生活茶清			<10	合格
10	铜绿假单胞菌	源生固齿	/g	不得检出	未检出	合格
		护齿健龈			未检出	合格
		极简生活茶清			未检出	合格
11	耐热大肠菌群	源生固齿	/g	不得检出	未检出	合格



检验检测结果

YGJXS240361

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
11	耐热大肠菌群	护齿健龈	/g	不得检出	未检出	合格
		极简生活茶清			未检出	合格
12	金黄色葡萄球菌	源生固齿	/g	不得检出	未检出	合格
		护齿健龈			未检出	合格
		极简生活茶清			未检出	合格
13	包装外观	源生固齿	——	帽盖与管口吻合严密，应无管体破损，无膏体渗漏。盒体应无破损	帽盖与管口吻合严密，无管体破损，无膏体渗漏。盒体无破损	合格
		护齿健龈			帽盖与管口吻合严密，无管体破损，无膏体渗漏。盒体无破损	合格
		极简生活茶清			帽盖与管口吻合严密，无管体破损，无膏体渗漏。盒体无破损	合格
14	总氟量	源生固齿	%	≤0.15	0.10	合格
		护齿健龈			0.10	合格
		极简生活茶清			0.10	合格
15	可溶氟量	源生固齿	%	≤0.15	0.08	合格
		护齿健龈			0.08	合格
		极简生活茶清			0.08	合格
16	标志检查	产品名称	——	应有标志	已标注	合格
		生产者的名称和地址			已标注	合格
		净含量			已标注	合格



检验检测结果

YGJXS240361

共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	标志 检查	—	应有标志	已标注	合格
				已标注	合格
				已标注	合格
				已标注	合格
备注	—				

(以下空白)



注意事项

1. 本检验报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本检验机构红色印章无效;
2. 复制本检验报告无效;
3. 送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。
4. 本检验报告不得作广告宣传用。

Points for Attention

1. The report is invalid without the signature of the main tester, inspector and approver, or it was altered, or without the original red stamp of testing body.
2. A copy of report is invalid.
3. The institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test results is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. The test report shall not be used for propagation and advertisement.

扬州市检验检测中心

国家洗漱用品质量检验检测中心

地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇龙王路

电话:0514-87498709

传真:0514-87498709

邮编:225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

Yangzhou Inspection and Testing Center

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

Address: Longwang Road, Hangji Town, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, China

Telephone: 0514-87498709

Fax: 0514-87498709

Postcode: 225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

