



# 检 验 报 告

报告编号：STI-20220808-039N

委托单位 青岛海诺生物工程有限公司

生产单位 青岛海诺生物工程有限公司

样品名称 医用酒精消毒棉片

型 号 12cm×18cm

注册检验 (/)

检验类别 注册补充检验 (/)

其他检验（委托检验）

青岛科创质量检测有限公司



# 青岛科创质量检测有限公司

## 声明

- 一、本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 二、本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他形式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。
- 三、复制报告未重新加盖本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向本公司提出，逾期不予受理。
- 六、除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
- 七、如样品为委托方送检时，委托单位对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性、有效性负责，本公司不承担任何相关责任。
- 八、本报告仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不具有社会证明作用，未经本公司允许不得将此报告用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 九、未经本公司允许，不得将本报告及本公司名称用于产品标签、广告、评优及商品宣传等活动。

机构名称：青岛科创质量检测有限公司

地 址：青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场

电 话：0532-58668366

邮政编码：266000



No.: STI-20220808-039N

KC-JL-GY-JS-291-2022 E/2  
第 2 页 共 4 页

# 青岛科创质量检测有限公司 检测报告首页

|        |  |        |           |                       |
|--------|--|--------|-----------|-----------------------|
| 样品名称   | 医用酒精消毒棉片                                       |        | 样品编号      | 220808-539001         |
|        | 送样 (√)   | 抽样 ( ) |           |                       |
| 商标     | --   |        | 型号规格      | 12cm×18cm             |
| 委托方    | 青岛海诺生物工程有限公司                                   |        | 检验类别      | 委托检验                  |
| 委托方地址  | 青岛市莱西市姜山镇工业园                                   |        | 产品编号 / 批号 | 220501                |
| 生产单位   | 青岛海诺生物工程有限公司                                   |        | 抽样单编号     | --                    |
| 生产单位地址 | 青岛市莱西市姜山镇工业园海氏海诺新工业园区1号                        |        | 生产日期      | 2022/05/02            |
| 受检单位   | --   |        | 有效期       | 2024/05/02            |
| 抽样单位   | --   |        | 样品数量      | 2盒+300mL原液            |
| 抽样地点   | --   |        | 抽样基数      | --                    |
| 抽样日期   | --   |        | 检测地点      | 青岛市高新区锦业路1号<br>蓝贝智造工场 |
| 收样日期   | 2022/08/09                                     |        | 检测日期      | 2022/08/09-2022/09/05 |
| 检测项目   | 杀灭微生物指标-金黄色葡萄球菌等8项                             |        |           |                       |
| 判定依据   | 《医用酒精消毒棉片》技术要求                                 |        |           |                       |
| 检测依据   | 《医用酒精消毒棉片》技术要求                                 |        |           |                       |
| 检测结论   | 该样品所检项目均符合《医用酒精消毒棉片》技术要求。<br>签发日期: 2022年09月06日 |        |           |                       |
| 备注     | --   |        |           |                       |

批准:

莫云超

职务: 授权签字人





## 青岛科创质量检测有限公司

### 检测报告

| 序号 | 检测项目  |            | 检测依据               | 标准要求 <sup>①</sup>                       | 检测结果  | 单项结论 |
|----|---|------------|--------------------|---|---|------|
| 1  | 杀灭微生物<br>指标-金黄色<br>葡萄球菌                     | 3min<br>原液 | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 杀灭对数<br>值: $\geq 5.00$                  | $> 6.39$  | 符合   |
| 2  | 杀灭微生物<br>指标-白色念<br>珠菌                       | 3min<br>原液 | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 杀灭对数<br>值: $\geq 5.00$                  | $> 5.37$  | 符合   |
| 3  | 杀灭微生物<br>指标-大肠杆<br>菌                        | 3min<br>原液 | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 杀灭对数<br>值: $\geq 5.00$                  | $> 6.56$  | 符合   |
| 4  | 杀灭微生物<br>指标-铜绿假<br>单胞菌                      | 3min<br>原液 | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 杀灭对数<br>值: $\geq 5.00$                  | $> 6.34$  | 符合   |
| 5  | 外观  |            | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 棉片应厚薄<br>均匀, 无破<br>损等缺陷。                | 符合要求  | 符合   |
| 6  | 消毒剂浓度                                       |            | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 棉片中医用<br>酒精浓度为<br>70%~80%<br>(体积分<br>数) | 76.3%   | 符合   |
| 7  | 尺寸  |            | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 产品规格尺<br>寸允差为 $\pm$<br>10%              | 长的允差:<br>3.8%; 3.8%;<br>6.7%<br>宽的允差:<br>-0.8%; -1.7%;<br>-0.8% | 符合   |
| 8  | 饱和比   |            | 《医用酒精消毒棉片》<br>技术要求 | 棉片饱和比<br>应大于 2                          | 饱和比为: 2.69-<br>3.48   | 符合   |
| 备注 | ①标准要求来源委托方提供《医用酒精消毒棉片》技术要求, 其准确性、有效性由委托方负责。 |            |                    |   |   |      |

\*\*\*\*\*

以上系申请人自送样品的检测结果, 其结果仅对来样负责。



# 青岛科创质量检测有限公司 检测报告照片页

照片和说明



220808-539001

样品描述

--

型号规格或其它说明

包装规格：50片/盒  
灭菌状态/灭菌方式：非灭菌

\*\*\*报告结束\*\*\*