



报告编号: RC2024013

检测报告

Test Report

产品名称: 吉列 Venus 刀架
Name of Sample

型号规格: 吉列 Venus 刀架
Type

委托单位: 上海吉列有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE SHANGHAI



声 明

1. 《检测报告》无检测单位公章或检测专用章无效。
2. 复制《检测报告》，未重新加盖检测单位公章或检测专用章无效。
3. 未经本质检中心（站）书面批准，复制《检测报告》的部分内容无效。
4. 《检测报告》涂改无效。
5. 《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。
6. 委托送样检测，仅对检测的样品负责。
7. 本报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

地址：天目中路 258 号

邮编：200070

电话：021-63171914

传真：021-63538822

网址：www.toolins.com

邮箱：gjwujc@163.com



国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

检测报告

报告编号: RC2024013

共 2 页第 1 页

标称名称	吉列 Venus 刀架	标称商标	吉列	型号规格	吉列 Venus 刀架 合格品
样品状态	产品完整			生产日期	2023.10.13
标称生产企业	名称	上海吉列有限公司	邮编	200124	
	地址	上海浦东三林路 550 号	电话	80182588	
委托方	名称	上海吉列有限公司	邮编	200124	
	地址	上海浦东三林路 550 号	电话	80182588	
样品接收日期	2023 年 12 月 25 日	抽样基数	/	送样数量	6 把
检测日期	2024 年 1 月 2 日至 1 月 8 日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件	温度 22 °C, 湿度 / %	抽样日期	/	检测地点	上海市天目中路 258 号
检测依据	Q31/0115000301C010—2023 吉列锋速 3, 锋速 3 突破, 锋隐固定刀架, Skinguard 刀架				
判定依据	Q31/0115000301C010—2023 吉列锋速 3, 锋速 3 突破, 锋隐固定刀架, Skinguard 刀架				
检测结论	委托的样品经检测, 按照上述检测依据及判定依据的要求, 所检项目符合。详见本报告检测结果汇总页。 检测单位 (盖章) 发布日期: 2024 年 1 月 9 日				
说明	/				

编制: 周子文

周子文

审核: 竺曼华

竺曼华

批准: 马宁宁

马宁宁

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站
检测报告

报告编号: RC2024013

共 2 页第 2 页

检测结果汇总

序号	检测项目名称		单位	技术要求	检测结果	单项判定
					1#~6#	
1	刀架装配	连接盒与手柄的结合力	N	连接盒与手柄的结合力应不小于65N	均>65	符合
		基本功能	/	按钮能推动和复位,推片能露出和复位,滑动片有功能	全部通过	符合
2	刀头与刀架		/	刀头装上刀架后转动灵活,且刀头不得自然地脱离刀架	全部通过	符合
3	耐高温性		/	刀架塑料件和金属件在耐高温试验后不变形	全部通过	符合
4	外观质量		/	刀架塑料件和金属件的外形必须完整,无变形,无毛刺,色泽统一,商标清晰	全部通过	符合
备注: /						

